

MED (TRON[®]) AG

ACCUTRON CTD 862

Ficha Técnica



O injetor Accutron CT-D destina-se exclusivamente para a injeção de meios de contraste e de solução de cloreto de sódio fisiológico em pacientes para exames realizados com ajuda da tomografia computadorizada e da mamografia de raios X por pessoal instruído e autorizado.

Velocidade de Fluxo de Injeção:	0,1 ml/s – 10 ml/s, em incrementos de 0,1 ml/s
Volume de injeção:	2 seringas de 200 ml
Volume parcial programável:	1 ml – 200 ml, em incrementos de 1 ml
Pressão de injeção:	73 – 305 psi (5 – 21 bar), em incrementos de 1 psi
Velocidade de enchimento:	1 ml/s – 5 ml/s, em incrementos de 1 ml/s
Velocidade dos pistões:	1 ml/s – 10 ml/s, em incrementos de 1 ml/s
Velocidade de movimento manual do êmbolo:	de 0,4 ml/s até 4,6 ml/s (aceleração séptupla)
Magnitudes KVO:	1 ml de NaCl a cada dois minutos
Capacidade de armazenamento de Perfis de injeção:	80
Fases de injeção programáveis:	de 1 a 6 fases
Tamanho da Tela Touch Screen na Injetora:	10 polegadas
Tamanho da Tela Touch Screen no Controle Remoto:	12 polegadas
Valores elétricos de entrada:	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Consumo de energia:	< 170 VA
Grau de proteção contra a entrada de água:	IPX0
Dimensões (c x h):	645 x 1370 mm em posição vertical
Peso:	19 kg
Condições ambientais durante a operação:	Temperatura operacional: 10 °C – 40 °C Umidade relativa do ar: 30 % – 75 % Pressão de ar: 700 hPa – 1060 hPa
Comunicação entre Injetora e Controle Remoto via rádio:	Bluetooth
Classe da potência de emissão:	Class 1
Cumpra as exigências da norma DIN EN 60601-1-2 para produtos médico-hospitalares	

