



Detector Flat Panel DR System

Projetado para a sua Digitalização

Tecnologia & Hardware

As tecnologias patenteadas de alto nível da Mindray foram reunidas em um detector leve, sem fio, que proporciona a melhor experiência possível ao usuário.

- Design Diferenciado
- Produção Artesanal
- Alto Controle de Qualidade



mindray

Características Técnicas

- CsI+TFT
- Alto DQE
- Peso 3.3Kg, Wireless (35x43)
- IP54, resistente a líquido e poeira
- Tamanhos placas disponíveis 35x43 e 43x43
- Teste de queda de 1m
- Discriminar: Detector de silício amorfo (a-Si) com cintilador de iodeto de Césio (CsI).
- Aquisição, profundidade de imagem e conversão analógica/digital de 16 bits
- Possibilidade de Reconstrução de coluna total com junção automática.
- Resistente a quedas de até 1m
- Dispositivo com classificação Ip54 resistente a água e poeira.
- Alto DQE (Eficiência Quântica de Detecção)
- Capacidade de carga pontual de 100 kg e de carga distribuída de 200 kg
- Autonomia de bateria de 4h contínuas ou 850 exposições

