

DigiEye 330

Sistema de
Radiografia Digital

mindray

Otimizado para Eficiência Elevada



Conectividade Remota



MiCo⁺



- MiCo+ é uma solução de TI para imagens médicas que conecta várias modalidades de imagens e instituições médicas.
- Oferece uma série de aplicações dedicadas em uma plataforma variável para diferentes cenários clínicos, como telemedicina, educação on-line, controle de qualidade de imagens e assim por diante.
- Por meio de conexões entre equipamentos, profissionais da área médica e instituições, abre-se a porta para comunidades profissionais e transfronteiriças criarem um melhor serviço de imagens médicas.

Design Dinâmico



- Rotação da coluna +180 e -180 graus
- Gerador de alta frequência com potências de 30/50/65 kw
- Tubo de anodo giratório com foco fino de 0,6mm e foco grosso de 1,2mm
- Facilidade de operação, ergonomia e integração do fluxo de trabalho
- Colimador com iluminação de LED

- Sincronismo semiautomático entre o colimador e o buck mural
- Grade digital
- Sistema de freio mesa e coluna Eletromagnético
- Resfriamento natural por temperatura ambiente sem necessidade de outros meios de arrefecimento

Adequado para diversos ambientes clínicos

