

DigiEye 350

Digital Radiography System

Dinâmico para mais Eficiência

Projetado para facilidade no uso



- Rotação da coluna +180 e -180 graus
- Gerador de alta frequência com potências de 30/50/65 kw
- Tubo de anodo giratório com foco fino de 0,6mm e foco grosso de 1,2mm
- Facilidade de operação, ergonomia e integração do fluxo de trabalho
- Colimador com Iluminação de LED

- Display com tela touch no Colimador
- Sincronismo automático entre o colimador e o buck mural
- Grade digital
- Sistema de freio mesa e coluna Eletromagnético
- Resfriamento natural por temperatura ambiente sem necessidade de outros meios de arrefecimento



Sincronização
bidirecional do tubo e
detector



Comando dos
movimentos por
controle remoto RF,
mesmo de fora da
sala do console

Diagnóstico e Conectividade

Estação de Trabalho




Workflow amigável para uma operação descomplicada



Monitor dedicado para diagnóstico rápido

Conectividade remota



- MiCo+ é uma solução de TI para imagens médicas que conecta várias modalidades de imagens e instituições médicas.
- Ele fornece uma série de aplicativos dedicados em uma plataforma variável para diferentes cenários clínicos, como telemedicina, educação on-line, controle de qualidade de imagens e assim por diante.
- Por meio das conexões entre equipamentos, profissionais da área médica e instituições, abre-se a porta para comunidades profissionais e transfronteiriças criarem um melhor serviço de imagens médicas.